

2019年6月7日

お取引先 各位

日本ハム株式会社
中央研究所
ヘルスサポート課

『FASTKIT エライザ Ver.Ⅲシリーズ』仕様変更
(医薬用外劇物 非該当品)のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

現在、「医薬用外劇物」としてお取り扱いいただいております当社『FASTKIT エライザ Ver.Ⅲシリーズ』に関しまして、このたび仕様を変更し「医薬用外劇物 非該当品」となりますことをご連絡申し上げます。

謹白

記

【対象製品名】

FASTKIT エライザ Ver.Ⅲシリーズ全項目(卵、牛乳、小麦、そば、落花生、大豆、ごま)

【変更内容】

発色液の添加剤として含まれていた N,N'-ビス(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン(CAS No.112-24-3)が劇物に指定されておりましたが、このたび発色液より当該物質を除くことにいたしました。これにより対象製品が医薬用外劇物非該当となります。

尚、発色反応物質である TMB (3,3',5,5'-tetramethylbenzidine、CAS No. 54827-17-7)の変更ではございませんので、測定波長や使用方法、使用期限の変更はなく、性能への影響もございません。

※N,N'-ビス(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン(CAS No.112-24-3):

「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(平成30年政令第197号)」及び「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第79号)」により劇物に指定。

【仕様変更 概要】

- ① 該当製品外箱の医薬用外劇物ラベル貼付を廃止



変更前

医薬用外劇物ラベル



変更後

- ② 発色剤ボトルの医薬用外劇物ラベル貼付を廃止



変更前

医薬用外劇物ラベル



変更後

- ③ 該当製品外箱(下司)の赤丸シール貼付を廃止



変更前

赤丸シール



変更後

【仕様変更適用時期】

既存品の在庫終了後順次切り替え

【仕様変更該当製品のロット一覧】

製品名	変更が適用されるロット
FASTKIT エライザ Ver.Ⅲ卵	FKEE1950 以降
FASTKIT エライザ Ver.Ⅲ牛乳	FKEM1949 以降
FASTKIT エライザ Ver.Ⅲ小麦	FKEW1947 以降
FASTKIT エライザ Ver.Ⅲそば	FKEB1940 以降
FASTKIT エライザ Ver.Ⅲ落花生	FKEP1940 以降
FASTKIT エライザ Ver.Ⅲ大豆	FKES1925 以降
FASTKIT エライザ Ver.Ⅲごま	FKEG1923 以降

【その他】

本仕様変更に伴い、「毒物及び劇物取締法」に基づく該当製品の保管管理、劇物受領にかかわる手続きは不要となります。

【お問い合わせ先】

本件に関するご不明の点等は、下記までお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。

日本ハム株式会社 中央研究所 ヘルスサポート課

電話番号:029-847-7825

受付時間:平日 9:00～12:00, 13:00～17:00

以上