

# FASTKITスリム小麦 食品反応性データ

2024年10月改訂

| 分類       | 検体名      | 加熱処理  | 判定 |
|----------|----------|-------|----|
| 卵・乳製品・肉類 | 乾燥全卵     | 未加熱   | -  |
|          |          | 100°C | -  |
|          | 卵黄       | 未加熱   | -  |
|          |          | 100°C | -  |
|          | 液卵       | 未加熱   | -  |
|          |          | 100°C | -  |
|          | うずら卵     | 未加熱   | -  |
|          | 牛乳(生乳)   | 未加熱   | -  |
|          | 脱脂粉乳     | 未加熱   | -  |
|          |          | 100°C | -  |
|          | バター      | 未加熱   | -  |
|          | ヨーグルト    | 未加熱   | -  |
|          | ヤギ乳      | 未加熱   | -  |
|          | 牛肉       | 未加熱   | -  |
|          | 豚肉       | 未加熱   | -  |
|          | 鶏肉       | 未加熱   | -  |
|          | 鶏レバー     | 未加熱   | -  |
|          |          | 加熱    | -  |
|          | 豚レバー     | 未加熱   | -  |
|          |          | 加熱    | -  |
|          | 牛レバー     | 未加熱   | -  |
|          |          | 加熱    | -  |
| 鴨肉       | 未加熱      | -     |    |
| ラム肉      | 未加熱      | -     |    |
| 魚介類・藻類   | ブラックタイガー | 未加熱   | -  |
|          |          | 100°C | -  |
|          | 甘えび      | 未加熱   | -  |
|          | 桜えび      | 未加熱   | -  |
|          | 伊勢海老     | 未加熱   | -  |
|          | ズワイガニ    | 未加熱   | -  |
|          |          | 100°C | -  |
|          | ワタリガニ    | 未加熱   | -  |
|          | イカ       | 未加熱   | -  |
|          | タコ       | 未加熱   | ±  |
|          | タラコ      | 未加熱   | -  |
|          | ずじこ      | 未加熱   | -  |
|          | タイ       | 未加熱   | -  |
|          | カツオ      | 未加熱   | -  |
|          | マグロ      | 未加熱   | -  |
|          | イトヨリダイ   | 未加熱   | -  |
|          | カレイ      | 未加熱   | -  |
|          | あわび      | 未加熱   | -  |
|          | イクラ      | 未加熱   | -  |
|          | 鮭        | 未加熱   | -  |
|          | さば       | 未加熱   | -  |
|          | 真タラ      | 未加熱   | -  |
|          | シシャモ(身)  | 未加熱   | -  |
|          | シシャモ(卵)  | 未加熱   | -  |
|          | アサリ      | 未加熱   | -  |
|          | ハマグリ     | 未加熱   | -  |
|          | ホタテ      | 未加熱   | -  |
|          | ホタテ貝柱    | 未加熱   | -  |
|          | アカシ貝     | 100°C | -  |
|          | シジミ      | 未加熱   | -  |
|          | エソ       | 未加熱   | -  |
|          | 煮干       | 未加熱   | -  |
| かつおぶし    | 未加熱      | -     |    |
| わかめ      | 未加熱      | -     |    |
| 乾燥わかめ    | 未加熱      | ±     |    |
| 青のり      | 未加熱      | +     |    |
| ひじき      | 未加熱      | +     |    |
| 昆布       | 未加熱      | ±     |    |
| めかぶ      | 未加熱      | +     |    |

| 分類       | 検体名        | 加熱処理  | 判定 |
|----------|------------|-------|----|
| 野菜・きのこ・芋 | 玉ねぎ        | 未加熱   | -  |
|          | じゃがいも      | 未加熱   | -  |
|          | 長ねぎ        | 未加熱   | -  |
|          | ほうれん草      | 未加熱   | -  |
|          | 白菜         | 未加熱   | -  |
|          | 大根         | 未加熱   | -  |
|          | 人参         | 未加熱   | -  |
|          | にんにく       | 未加熱   | -  |
|          | サツマイモ      | 未加熱   | -  |
|          | かぼちゃ       | 未加熱   | -  |
|          | レンコン       | 未加熱   | -  |
|          | 生姜         | 未加熱   | -  |
|          | トマト        | 未加熱   | -  |
|          | 銀杏         | 未加熱   | -  |
|          | パセリ        | 未加熱   | -  |
|          | セロリ        | 未加熱   | -  |
|          | 大豆もやし      | 未加熱   | -  |
|          | 山芋         | 未加熱   | +  |
|          | しいたけ       | 未加熱   | -  |
|          | マッシュルーム    | 未加熱   | -  |
|          | えのきだけ      | 未加熱   | -  |
|          | まつたけ       | 未加熱   | -  |
| 果物・ナッツ   | オレンジ       | 未加熱   | -  |
|          | もも         | 未加熱   | -  |
|          | バナナ        | 未加熱   | -  |
|          | キウイ        | 未加熱   | -  |
|          | リンゴ        | 未加熱   | -  |
|          | レモン        | 未加熱   | -  |
|          | レモン(皮)     | 未加熱   | -  |
|          | ブルーベリー     | 未加熱   | -  |
|          | みかん(皮)(陳皮) | 未加熱   | -  |
|          | アボカド       | 未加熱   | -  |
|          | 落花生        | 未加熱   | -  |
|          |            | 100°C | -  |
|          |            | ロースト  | -  |
|          | クルミ        | 未加熱   | -  |
|          | アーモンド      | 未加熱   | -  |
|          | マカダミアナッツ   | 未加熱   | -  |
|          | カシューナッツ    | 未加熱   | -  |
|          | ヘーゼルナッツ    | 未加熱   | -  |
|          | ピーカンナッツ    | 未加熱   | -  |
|          | ピスタチオ      | 未加熱   | -  |
|          | 松の実        | 未加熱   | -  |
|          | くちなしの実     | 未加熱   | -  |
| クコの実     | 未加熱        | -     |    |
| ケシの実     | 未加熱        | -     |    |
| ごま       | 未加熱        | -     |    |
| 穀類・豆     | 小麦         | 未加熱   | -  |
|          |            | 100°C | -  |
|          | はと麦        | 未加熱   | -  |
|          | 大麦(押麦)     | 未加熱   | ±  |
|          | ライ麦        | 未加熱   | +  |
|          | オーツ麦       | 未加熱   | +  |
|          | そば         | 未加熱   | -  |
|          |            | 100°C | -  |
|          | うるち米       | 未加熱   | -  |
|          | もち米        | 未加熱   | -  |
|          | 発芽玄米       | 未加熱   | -  |
|          | あわ         | 未加熱   | -  |
|          | きび         | 未加熱   | -  |
|          | ひえ         | 未加熱   | -  |
|          | キヌア        | 未加熱   | -  |
|          | 大麦麦芽       | 未加熱   | -  |
|          | とうもろこし     | 未加熱   | -  |
|          |            | ゆで    | -  |
|          | コーンスターチ    | 未加熱   | -  |
|          | 大豆         | 未加熱   | -  |
|          |            | 100°C | -  |
|          | 大正金時       | 未加熱   | -  |
|          | 紫花豆        | 未加熱   | -  |
|          | ヒヨコマメ      | 未加熱   | -  |
|          | 大福インゲン豆    | 未加熱   | -  |
|          | ささげ豆       | 未加熱   | -  |
|          | 虎豆         | 未加熱   | -  |
|          | うずら豆       | 未加熱   | -  |
|          | 赤えんどう豆     | 未加熱   | -  |
|          | 青えんどう豆     | 未加熱   | -  |
|          | ソラマメ       | 未加熱   | -  |
|          | 小豆         | 未加熱   | -  |

| 分類           | 検体名         | 加熱処理    | 判定  |
|--------------|-------------|---------|-----|
| ハーブ・スパイス     | ブラックペッパー    | 未加熱     | -   |
|              | さや唐辛子       | 未加熱     | ±   |
|              | ホースラデッシュ    | 未加熱     | -   |
|              | ホワイトペッパー    | 未加熱     | -   |
|              | クミン         | 未加熱     | -   |
|              | コリアンダー      | 未加熱     | -   |
|              | セージ         | 未加熱     | -   |
|              | シナモン        | 未加熱     | -   |
|              | バニラビーンズ     | 未加熱     | -   |
|              | バジル         | 未加熱     | -   |
|              | 山椒          | 未加熱     | -   |
|              | ナツメグ        | 未加熱     | -   |
|              | カルダモン       | 未加熱     | -   |
|              | マスタードシード    | 未加熱     | -   |
|              | タイム         | 未加熱     | -   |
|              | ターメリック(ウコン) | 未加熱     | -   |
|              | オレガノ        | 未加熱     | -   |
|              | オールスパイス     | 未加熱     | -   |
|              | 生わさび        | 未加熱     | -   |
|              | フェンネル       | 未加熱     | -   |
|              | アニス         | 未加熱     | -   |
|              | その他         | カカオパウダー | 未加熱 |
| カカオマス        |             | 未加熱     | -   |
| コーヒー豆(浅焙煎)   |             | 未加熱     | -   |
| コーヒー豆(深焙煎)   |             | 未加熱     | -   |
| 紅茶(アールグレイ)   |             | 未加熱     | -   |
| 紅茶(ダーズリン)    |             | 未加熱     | -   |
| 緑茶           |             | 未加熱     | -   |
| ウーロン茶        |             | 未加熱     | -   |
| ココナッツミルク     |             | 未加熱     | -   |
| ゼラチン         |             | 未加熱     | -   |
| カラギーナン*      |             | 未加熱     | +   |
| ペクチン*        |             | 未加熱     | -   |
| ローカストビーンズガム* |             | 未加熱     | -   |
| ジェランガム*      |             | 未加熱     | -   |
| キサンタンガム*     |             | 未加熱     | -   |
| グアーガム*       |             | 未加熱     | -   |
| プルーン         |             | 未加熱     | -   |
| レーズン         |             | 未加熱     | -   |
| カラメル色素       |             | 未加熱     | w+  |
| ココア粉末        |             | 未加熱     | -   |

| 検査結果 |      |
|------|------|
| -    | 陰性   |
| +    | 陽性   |
| w+   | 弱陽性  |
| ±    | 判定保留 |

## <試験方法>

「FASTKITスリムシリーズ」の取扱説明書に従い、抽出操作および測定操作を実施しました。

\*を記載した検体は、200倍量の抽出用緩衝液を加え抽出後、希釈用緩衝液で20倍希釈した試験液を用いて測定操作を実施しました。

注)これらの検査結果は、検体の品種や産地、加工度、測定溶液の粘性、キットのロット番号の違い等により変動する可能性があります。