

キットの特徴

FASTKIT エライザVer.Ⅲシリーズ

FASTKIT スリムシリーズ

長所

- 消費者庁ガイドラインに準拠
- 含有量の確認が可能(定量検査)
- 加熱食品からの検出率が高い

- 当日中に結果が得ることが可能
- 特別な機器が不要
- 検査手技が簡単

短所

- 抽出に一晩必要(結果判定が翌日)
- 測定機器(プレートリーダー)が必要

- 含有量の確認不可(定性検査)
- 消費者庁ガイドラインに準拠していない

精度の高い検査が可能

誰でも簡単に検査が可能

検査室にて

- 新商品登録時
- 外部提出用証明書作成時
- 最終製品・原材料の確認

工場の生産現場(調理現場)にて

- 工程管理におけるモニタリング
- 早急に確認が必要なとき