

2020 年 9 月 14 日

日本ハム株式会社
中央研究所

『FASTKIT エライザ Ver.Ⅲ小麦』販売休止のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社にて製造・販売を行っております『FASTKIT エライザ Ver.Ⅲ小麦(ロット:FKEW2055)』について、標準溶液の経時変化により正しく測定できない可能性があることが判明しました。現時点で原因が不明であることから、当該製品を販売休止といたし、下記のとおりご連絡申し上げます。

ご迷惑、ご心配をお掛けし誠に申し訳ございません。何卒ご理解、ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 販売休止製品

FASTKIT エライザ Ver.Ⅲ小麦

販売休止対応はロット FKEW2055 以降の製品。

ロット FKEW2054 以前の製品は問題なくご使用いただけます。

2. 販売休止期間

2020 年 9 月より(販売再開時期は未定。改めてご連絡いたします。)

3. 販売休止の理由

「FASTKIT エライザ Ver.Ⅲ小麦(ロット:FKEW2055)」について、標準液の経時変化により検量線吸光度が上昇し、正しく定量できない可能性があることが判明したため。

現時点で原因が不明であり、販売再開に向けて早急に解決をしております。

4. お問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、以下の連絡先までお願いいたします。

製造元 日本ハム株式会社 中央研究所 ヘルスサポート課

メール: nh.kit@nipponham.co.jp

電話番号: 029-847-7825

受付時間: 平日 9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

受付時間以外のお問い合わせは、メールにてお願いいたします。

以上