

FASTKITエライザVer.Ⅲくるみ 食品反応性データ

2024年10月改訂

| 分類 | 検体名 | 加熱処理 | 測定結果 μg/g |
|----------|----------|-------|--------------|
| 卵・乳製品・肉類 | 乾燥全卵 | 未加熱 | <1.0 |
| | | 100°C | <1.0 |
| | 卵黄 | 未加熱 | <1.0 |
| | | 100°C | <1.0 |
| | 液卵 | 未加熱 | <1.0 |
| | | 100°C | <1.0 |
| | うずら卵 | 未加熱 | <1.0 |
| | 牛乳(生乳) | 未加熱 | <1.0 |
| | 脱脂粉乳 | 未加熱 | <1.0 |
| | | 100°C | <1.0 |
| | バター | 未加熱 | <1.0 |
| | ヨーグルト | 未加熱 | <1.0 |
| | ヤギ乳 | 未加熱 | <1.0 |
| | 牛肉 | 未加熱 | <1.0 |
| | 豚肉 | 未加熱 | <1.0 |
| | 鶏肉 | 未加熱 | <1.0 |
| | 鶏レバー | 未加熱 | <1.0 |
| | | 加熱 | 1.1 |
| | 豚レバー | 未加熱 | <1.0 |
| | | 加熱 | <1.0 |
| | 牛レバー | 未加熱 | <1.0 |
| | 加熱 | <1.0 | |
| 鴨肉 | 未加熱 | <1.0 | |
| ラム肉 | 未加熱 | <1.0 | |
| 魚介類・藻類 | ブラックタイガー | 未加熱 | <1.0 |
| | | 100°C | <1.0 |
| | 甘えび | 未加熱 | <1.0 |
| | 桜えび | 未加熱 | <1.0 |
| | 伊勢海老 | 未加熱 | <1.0 |
| | ズワイガニ | 未加熱 | <1.0 |
| | | 100°C | <1.0 |
| | ワタリガニ | 未加熱 | <1.0 |
| | イカ | 未加熱 | <1.0 |
| | タコ | 未加熱 | <1.0 |
| | タラコ | 未加熱 | <1.0 |
| | ずしこ | 未加熱 | <1.0 |
| | タイ | 未加熱 | <1.0 |
| | カツオ | 未加熱 | <1.0 |
| | マグロ | 未加熱 | <1.0 |
| | イトヨリダイ | 未加熱 | <1.0 |
| | カレイ | 未加熱 | <1.0 |
| | あわび | 未加熱 | <1.0 |
| | イクラ | 未加熱 | <1.0 |
| | 鮭 | 未加熱 | <1.0 |
| | さば | 未加熱 | <1.0 |
| | 真タラ | 未加熱 | <1.0 |
| | シシャモ(身) | 未加熱 | <1.0 |
| | シシャモ(卵) | 未加熱 | <1.0 |
| | アサリ | 未加熱 | <1.0 |
| | ハマグリ | 未加熱 | 未試験 |
| | ホタテ | 未加熱 | <1.0 |
| | ホタテ貝柱 | 未加熱 | <1.0 |
| | アカシ貝 | 100°C | 未試験 |
| | シジミ | 未加熱 | <1.0 |
| | エソ | 未加熱 | 未試験 |
| | 煮干 | 未加熱 | <1.0 |
| | かつおぶし | 未加熱 | <1.0 |
| | わかめ | 未加熱 | <1.0 |
| | 乾燥わかめ | 未加熱 | <1.0 |
| | 青のり | 未加熱 | <1.0 |
| | ひじき | 未加熱 | <1.0 |
| | 昆布 | 未加熱 | <1.0 |
| | めかぶ | 未加熱 | <1.0 |

| 分類 | 検体名 | 加熱処理 | 測定結果 μg/g |
|----------|------------|-------|--------------|
| 野菜・きのこ・芋 | 玉ねぎ | 未加熱 | <1.0 |
| | じゃがいも | 未加熱 | <1.0 |
| | 長ねぎ | 未加熱 | <1.0 |
| | ほうれん草 | 未加熱 | <1.0 |
| | 白菜 | 未加熱 | <1.0 |
| | 大根 | 未加熱 | <1.0 |
| | 人参 | 未加熱 | <1.0 |
| | にんにく | 未加熱 | <1.0 |
| | サツマイモ | 未加熱 | <1.0 |
| | かぼちゃ | 未加熱 | <1.0 |
| | レンコン | 未加熱 | <1.0 |
| | 生姜 | 未加熱 | <1.0 |
| | トマト | 未加熱 | <1.0 |
| | 銀杏 | 未加熱 | <1.0 |
| | パセリ | 未加熱 | <1.0 |
| | セロリ | 未加熱 | <1.0 |
| | 大豆もやし | 未加熱 | <1.0 |
| | 山芋 | 未加熱 | <1.0 |
| | しいたけ | 未加熱 | <1.0 |
| | マッシュルーム | 未加熱 | <1.0 |
| | えのきだけ | 未加熱 | <1.0 |
| まつたけ | 未加熱 | <1.0 | |
| 果物・ナッツ | オレンジ | 未加熱 | <1.0 |
| | もも | 未加熱 | <1.0 |
| | バナナ | 未加熱 | <1.0 |
| | キウイ | 未加熱 | <1.0 |
| | リンゴ | 未加熱 | <1.0 |
| | レモン | 未加熱 | <1.0 |
| | レモン(皮) | 未加熱 | <1.0 |
| | ブルーベリー | 未加熱 | <1.0 |
| | みかん(皮)(陳皮) | 未加熱 | <1.0 |
| | アボカド | 未加熱 | <1.0 |
| | 落花生 | 未加熱 | <1.0 |
| | | 100°C | <1.0 |
| | | ロースト | <1.0 |
| | クルミ | 未加熱 | <1.0 |
| | | 加熱 | <1.0 |
| | アーモンド | 未加熱 | <1.0 |
| | マカダミアナッツ | 未加熱 | <1.0 |
| | カシューナッツ | 未加熱 | 2.0 |
| | ヘーゼルナッツ | 未加熱 | 1.7 |
| | ピーカンナッツ | 未加熱 | >20.0 |
| | ピスタチオ | 未加熱 | 2.4 |
| 松の実 | 未加熱 | 10.5 | |
| くちなしの実 | 未加熱 | <1.0 | |
| クコの実 | 未加熱 | <1.0 | |
| ケシの実 | 未加熱 | <1.0 | |
| ごま | 未加熱 | <1.0 | |
| 穀類・豆 | 小麦 | 未加熱 | <1.0 |
| | | 100°C | <1.0 |
| | はと麦 | 未加熱 | <1.0 |
| | 大麦(押麦) | 未加熱 | <1.0 |
| | ライ麦 | 未加熱 | <1.0 |
| | オーツ麦 | 未加熱 | <1.0 |
| | そば | 未加熱 | <1.0 |
| | | 100°C | <1.0 |
| | うるち米 | 未加熱 | <1.0 |
| | もち米 | 未加熱 | <1.0 |
| | 発芽玄米 | 未加熱 | <1.0 |
| | あわ | 未加熱 | <1.0 |
| | きび | 未加熱 | <1.0 |
| | ひえ | 未加熱 | <1.0 |
| | キヌア | 未加熱 | <1.0 |
| | 大麦麦芽 | 未加熱 | <1.0 |
| | とうもろこし | 未加熱 | <1.0 |
| | | ゆで | <1.0 |
| | コーンスターチ | 未加熱 | <1.0 |
| | 大豆 | 未加熱 | <1.0 |
| | | 100°C | <1.0 |
| | 大正金時 | 未加熱 | <1.0 |
| | 紫花豆 | 未加熱 | <1.0 |
| | ヒヨコマメ | 未加熱 | 1.1 |
| | 大福インゲン豆 | 未加熱 | <1.0 |
| | ささげ豆 | 未加熱 | <1.0 |
| | 虎豆 | 未加熱 | <1.0 |
| | うずら豆 | 未加熱 | <1.0 |
| | 赤えんどう豆 | 未加熱 | 未試験 |
| | 青えんどう豆 | 未加熱 | <1.0 |
| | ソラマメ | 未加熱 | <1.0 |
| | 小豆 | 未加熱 | <1.0 |

| 分類 | 検体名 | 加熱処理 | 測定結果 μg/g |
|-----------|--------------|------|--------------|
| ハーブ・スパイス | ブラックペッパー | 未加熱 | <1.0 |
| | さや唐辛子 | 未加熱 | <1.0 |
| | ホースラディッシュ | 未加熱 | <1.0 |
| | ホワイトペッパー | 未加熱 | <1.0 |
| | クミン | 未加熱 | <1.0 |
| | コリアンダー | 未加熱 | <1.0 |
| | セージ | 未加熱 | <1.0 |
| | シナモン | 未加熱 | <1.0 |
| | バニラビーンズ | 未加熱 | <1.0 |
| | バジル | 未加熱 | <1.0 |
| | 山椒 | 未加熱 | <1.0 |
| | ナツメグ | 未加熱 | <1.0 |
| | カルダモン | 未加熱 | <1.0 |
| | マスタードシード | 未加熱 | <1.0 |
| | タイム | 未加熱 | <1.0 |
| | ターメリック(ウコン) | 未加熱 | <1.0 |
| | オレガノ | 未加熱 | <1.0 |
| オールスパイス | 未加熱 | <1.0 | |
| 生わさび | 未加熱 | <1.0 | |
| フェンugreek | 未加熱 | <1.0 | |
| アニス | 未加熱 | <1.0 | |
| その他 | カカオパウダー | 未加熱 | <1.0 |
| | カカオマス | 未加熱 | <1.0 |
| | コーヒード(浅焙煎) | 未加熱 | <1.0 |
| | コーヒード(深焙煎) | 未加熱 | <1.0 |
| | 紅茶(アールグレイ) | 未加熱 | <1.0 |
| | 紅茶(ダーズリン) | 未加熱 | <1.0 |
| | 緑茶 | 未加熱 | 未試験 |
| | ウーロン茶 | 未加熱 | <1.0 |
| | ココナッツミルク | 未加熱 | <1.0 |
| | ゼラチン | 未加熱 | <1.0 |
| | カラギーナン* | 未加熱 | <10.0 |
| | ペクチン* | 未加熱 | <10.0 |
| | ローカストビーンズガム* | 未加熱 | <10.0 |
| | ジェランガム* | 未加熱 | <10.0 |
| | キサンタンガム* | 未加熱 | <10.0 |
| | グアーガム* | 未加熱 | <10.0 |
| | プルーン | 未加熱 | <1.0 |
| レーズン | 未加熱 | <1.0 | |
| カラメル色素 | 未加熱 | <1.0 | |
| ココア粉末 | 未加熱 | <1.0 | |

<試験方法>

「FASTKITエライザVer.Ⅲシリーズ」の取扱説明書に従い、抽出操作および測定操作を実施しました。

その結果、1μg/g以上を示した食品を網掛けにて示しました。

注) *を記載した検体は、200倍量の抽出用緩衝液を加え抽出後、希釈用緩衝液で20倍希釈した試験液を用いて測定操作を実施しました。

注) 検体の品種・産地、加工度、測定溶液の粘性、キットの製造番号の違いによっては、測定値が変動する可能性があります。