

# FASTKITエライザVer.Ⅲ牛乳 食品反応性データ

2023年3月改訂

| 分類       | 検体名      | 加熱処理 | 測定結果<br>μg/g |
|----------|----------|------|--------------|
| 卵・乳製品・肉類 | 乾燥全卵     | 未加熱  | <1.0         |
|          |          | 100℃ | <1.0         |
|          | 卵黄       | 未加熱  | <1.0         |
|          |          | 100℃ | <1.0         |
|          | 液卵       | 未加熱  | <1.0         |
|          |          | 100℃ | <1.0         |
|          | うずら卵     | 未加熱  | <1.0         |
|          | 牛乳(生乳)   | 未加熱  | 未試験          |
|          | 脱脂粉乳     | 未加熱  | 未試験          |
|          |          | 100℃ | 未試験          |
|          | バター      | 未加熱  | 未試験          |
|          | ヨーグルト    | 未加熱  | 未試験          |
|          | ヤギ乳      | 未加熱  | >20.0        |
|          | 牛肉       | 未加熱  | <1.0         |
|          | 豚肉       | 未加熱  | <1.0         |
|          | 鶏肉       | 未加熱  | <1.0         |
|          | 鶏レバー     | 未加熱  | <1.0         |
|          | 豚レバー     | 未加熱  | <1.0         |
|          | 牛レバー     | 未加熱  | <1.0         |
|          | 鴨肉       | 未加熱  | <1.0         |
| ラム肉      | 未加熱      | <1.0 |              |
| 魚介類・藻類   | ブラックタイガー | 未加熱  | <1.0         |
|          |          | 100℃ | <1.0         |
|          | 甘えび      | 未加熱  | <1.0         |
|          | 桜えび      | 未加熱  | <1.0         |
|          | 伊勢海老     | 未加熱  | <1.0         |
|          | ズワイガニ    | 未加熱  | <1.0         |
|          |          | 100℃ | <1.0         |
|          | ワタリガニ    | 未加熱  | <1.0         |
|          | イカ       | 未加熱  | <1.0         |
|          | タコ       | 未加熱  | <1.0         |
|          | タラコ      | 未加熱  | <1.0         |
|          | ずじこ      | 未加熱  | <1.0         |
|          | タイ       | 未加熱  | <1.0         |
|          | カツオ      | 未加熱  | <1.0         |
|          | マグロ      | 未加熱  | <1.0         |
|          | イトヨリダイ   | 未加熱  | <1.0         |
|          | カレイ      | 未加熱  | <1.0         |
|          | あわび      | 未加熱  | <1.0         |
|          | イクラ      | 未加熱  | <1.0         |
|          | 鮭        | 未加熱  | <1.0         |
|          | さば       | 未加熱  | <1.0         |
|          | 真タラ      | 未加熱  | <1.0         |
|          | シシャモ(身)  | 未加熱  | <1.0         |
|          | シシャモ(卵)  | 未加熱  | <1.0         |
|          | アサリ      | 未加熱  | <1.0         |
|          | ハマグリ     | 未加熱  | 未試験          |
|          | ホタテ      | 未加熱  | <1.0         |
|          | ホタテ貝柱    | 未加熱  | <1.0         |
|          | アカニシ貝    | 100℃ | 未試験          |
|          | シジミ      | 未加熱  | <1.0         |
|          | エソ       | 未加熱  | 未試験          |
|          | 煮干       | 未加熱  | <1.0         |
|          | かつおぶし    | 未加熱  | <1.0         |
|          | わかめ      | 未加熱  | <1.0         |
|          | 乾燥わかめ    | 未加熱  | <1.0         |
|          | 青のり      | 未加熱  | <1.0         |
|          | ひじき      | 未加熱  | <1.0         |
|          | 昆布       | 未加熱  | <1.0         |
|          | めかぶ      | 未加熱  | <1.0         |

| 分類       | 検体名        | 加熱処理   | 測定結果<br>μg/g |      |
|----------|------------|--------|--------------|------|
| 野菜・きのこ・芋 | 玉ねぎ        | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | じゃがいも      | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | 長ねぎ        | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | ほうれん草      | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | 白菜         | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | 大根         | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | 人参         | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | にんにく       | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | サツマイモ      | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | かぼちゃ       | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | レンコン       | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | 生姜         | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | トマト        | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | 銀杏         | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | パセリ        | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | セロリ        | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | 大豆もやし      | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | 山芋         | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | しいたけ       | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | マッシュルーム    | 未加熱    | <1.0         |      |
| えのきだけ    | 未加熱        | <1.0   |              |      |
| まつたけ     | 未加熱        | <1.0   |              |      |
| 果物・ナッツ   | オレンジ       | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | もも         | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | バナナ        | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | キウイ        | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | リンゴ        | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | レモン        | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | レモン(皮)     | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | ブルーベリー     | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | みかん(皮)(陳皮) | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | アボカド       | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | 落花生        | 未加熱    | <1.0         |      |
|          |            | 100℃   | <1.0         |      |
|          |            | ロースト   | <1.0         |      |
|          | クルミ        | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | アーモンド      | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | マカダミアナッツ   | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | カシューナッツ    | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | ヘーゼルナッツ    | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | ピーカンナッツ    | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | ピスタチオ      | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | 松の実        | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | くちなしの実     | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | クコの実       | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | ケシの実       | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | ごま         | 未加熱    | <1.0         |      |
|          | 穀類・豆       | 小麦     | 未加熱          | <1.0 |
|          |            |        | 100℃         | <1.0 |
|          |            | はと麦    | 未加熱          | <1.0 |
|          |            | 大麦(押麦) | 未加熱          | <1.0 |
|          |            | ライ麦    | 未加熱          | <1.0 |
| オーツ麦     |            | 未加熱    | <1.0         |      |
| そば       |            | 未加熱    | <1.0         |      |
|          |            | 100℃   | <1.0         |      |
| うるち米     |            | 未加熱    | <1.0         |      |
| もち米      |            | 未加熱    | <1.0         |      |
| 発芽玄米     |            | 未加熱    | <1.0         |      |
| あわ       |            | 未加熱    | <1.0         |      |
| きび       |            | 未加熱    | <1.0         |      |
| ひえ       |            | 未加熱    | <1.0         |      |
| キヌア      |            | 未加熱    | <1.0         |      |
| 大麦麦芽     |            | 未加熱    | <1.0         |      |
| とうもろこし   |            | 未加熱    | <1.0         |      |
|          |            | ゆで     | <1.0         |      |
| コーンスターチ  |            | 未加熱    | <1.0         |      |
| 大豆       |            | 未加熱    | <1.0         |      |
|          |            | 100℃   | <1.0         |      |
| 大正金時     |            | 未加熱    | <1.0         |      |
| 紫花豆      |            | 未加熱    | <1.0         |      |
| ヒヨコマメ    |            | 未加熱    | <1.0         |      |
| 大福インゲン豆  |            | 未加熱    | <1.0         |      |
| ささげ豆     |            | 未加熱    | <1.0         |      |
| 虎豆       |            | 未加熱    | <1.0         |      |
| うずら豆     |            | 未加熱    | <1.0         |      |
| 赤えんどう豆   |            | 未加熱    | 未試験          |      |
| 青えんどう豆   |            | 未加熱    | <1.0         |      |
| ソラマメ     | 未加熱        | <1.0   |              |      |
| 小豆       | 未加熱        | <1.0   |              |      |

| 分類          | 検体名        | 加熱処理  | 測定結果<br>μg/g |
|-------------|------------|-------|--------------|
| ハーブ・スパイス    | ブラックペッパー   | 未加熱   | <1.0         |
|             | さや唐辛子      | 未加熱   | <1.0         |
|             | ホースラディッシュ  | 未加熱   | <1.0         |
|             | ホワイトペッパー   | 未加熱   | <1.0         |
|             | クミン        | 未加熱   | <1.0         |
|             | コリアンダー     | 未加熱   | <1.0         |
|             | セージ        | 未加熱   | <1.0         |
|             | シナモン       | 未加熱   | <1.0         |
|             | バニラビーンズ    | 未加熱   | <1.0         |
|             | バジル        | 未加熱   | <1.0         |
|             | 山椒         | 未加熱   | <1.0         |
|             | ナツメグ       | 未加熱   | <1.0         |
|             | カルダモン      | 未加熱   | <1.0         |
|             | マスタードシード   | 未加熱   | <1.0         |
|             | タイム        | 未加熱   | <1.0         |
| ターメリック(ウコン) | 未加熱        | <1.0  |              |
| オレガノ        | 未加熱        | <1.0  |              |
| オールスパイス     | 未加熱        | <1.0  |              |
| 生わさび        | 未加熱        | <1.0  |              |
| フェンネル       | 未加熱        | <1.0  |              |
| アニス         | 未加熱        | <1.0  |              |
| その他         | カカオパウダー    | 未加熱   | <1.0         |
|             | カカオマス      | 未加熱   | <1.0         |
|             | コーヒード(浅焙煎) | 未加熱   | <1.0         |
|             | コーヒード(深焙煎) | 未加熱   | <1.0         |
|             | 紅茶(アールグレイ) | 未加熱   | <1.0         |
|             | 紅茶(ダーズリン)  | 未加熱   | <1.0         |
|             | 緑茶         | 未加熱   | 未試験          |
|             | ウーロン茶      | 未加熱   | <1.0         |
|             | ココナッツミルク   | 未加熱   | <1.0         |
|             | ゼラチン       | 未加熱   | <1.0         |
|             | カラギーナン*    | 未加熱   | <10.0        |
|             | ペクチン*      | 未加熱   | <10.0        |
|             | ローカストビーンズ* | 未加熱   | <10.0        |
|             | ジェランガム*    | 未加熱   | <10.0        |
|             | キサンタンガム*   | 未加熱   | <10.0        |
| グアーガム*      | 未加熱        | <10.0 |              |
| プルーン        | 未加熱        | <1.0  |              |
| レーズン        | 未加熱        | <1.0  |              |
| カラメル色素      | 未加熱        | <1.0  |              |
| ココア粉末       | 未加熱        | <1.0  |              |

## <試験方法>

「FASTKITエライザVer.Ⅲシリーズ」の取扱説明書に従い、抽出操作および測定操作を実施しました。

その結果、1μg/g以上を示した食品を網掛けにて示しました。

注) \* を記載した検体は、200倍量の抽出用緩衝液を加え抽出後、希釈用緩衝液で20倍希釈した試験液を用いて測定操作を実施しました。

注) 検体の品種・産地、加工度、測定溶液の粘性、キットの製造番号の違いなどによっては、測定値が変動する可能性があります。

注) 乳糖は偽陰性を起こす可能性があります。