

食中毒菌簡易迅速検査キット

NHイムノクロマトIIシリーズ



NHイムノクロマトシリーズに引き続き、

NHイムノクロマトIIシリーズは、

**迅速・簡便に、安価、安全に
食品中に存在する食中毒菌を検出する
スクリーニング検査キットです。**

**大腸菌O157, O26, O111および
ベロ毒素VT1/2の有無を判定できます。**

NHイムノクロマトシリーズからの変更点

変更点1 テストストリップサイズが変わりました

- ①試料滴下部面積を大きくし、試料を滴下しやすいように設計
- ②吸収パッドを長く、厚くし、検体液を吸い取りやすいように設計
- ③テストストリップの持ち運びが便利になり、検体名等を記載できるスペースを設置



変更点2 包装形態が変わりました

- ・内容量は変わらず、1テスト/袋包装となったため、お客様の使用頻度に合わせてお使いいただけます。
- ・テストストリップ包装が透明蒸着フィルムに変わりました。直射日光を避けて2~30℃で保存してください。

●外箱から取り出して保存する場合は遮光してください。

変更点3 取扱説明書はQRコードで確認をお願いします

NHイムノクロマトIIシリーズは取扱説明書を同梱しておりません。キット外箱のQRコードからご確認ください。

